

**MEDICOPLAST**

International GmbH

Produktion und Vertrieb medizinischer Einweggeräte

Mediocplast International GmbH - Heusweilerstr. 100 - D-66557 ILLINGEN

Lieferschein / Delivery-Note

Versandanschrift / Ship to address MT.DERM GmbH Gustav-Krone-Str. 3 14167 Berlin GERMANY			No. 30899		Datum / Date: 26.08.14	
			Bei Zahlungen bitte angeben ! / Please quote with all payments			
			Kunden-Nr. / Customer Account No. 0		Unser Zeichen / our ref. HSt	
Ihre Zeichen Your Ref.		Gesamtlieferung / total consignm. Paletten: Kartons: Pallets: boxes:		Unsere Abtlig. Supplier Dep. STERILISATION	Hausruf intern. Ext.	
Versandart / Lieferbedingung Shipment / Delivery terms SELBSTABHOLER	frei Paid	unfr. Upaid	Bemerkungen / Notes Kundenpaletten !! Bitte nicht tauschen !!			Gesamtgewicht kg / Weight brutto / Grossnetto / net
Rechnungs- Anschrift Invoice adress MT.DERM GmbH Gustav-Krone-Str. 3 14167 Berlin GERMANY					Abladestelle / Unloading Location NN	

Pos.	Auftrag Order Descr.	Ihre Auftrags-Bez. your order ref.	Charge Lot-No.	Bez.der Lieferung / Leistung Delivery description	Zyklus	Menge Quantity	Verpackung packaging
1	324580 19.08.14	18.08.2014	13874 22.08.14	PAL MP6	MP 6	1	PALETTE
2	324597 20.08.14	19.08.2014	13874 22.08.14	PAL MP6	MP 6	1	PALETTE

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum

Unterschrift

Kennzeichen

Rechtsform: Gmbli
Sitz: Illingen
Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken
HRB 14340
Geschäftsführer: Klaus F. Schmitt
USt -Id-Nr.: DE 814205662
Steuer-Nr.: 030 114 01 464

levo Bank, Lebach
(BLZ 593 930 00) Kto.-Nr. 861 00
IBAN DE 30 5939 3000 0000 0861 00
SWIFT/BIC: GENO DE 51 LEB
Saar LB, Saarbrücken
(BLZ 590 500 00) Kto.-Nr. 5273008
IBAN DE 88 5905 0000 0005 2730 08
SWIFT/BIC: SALA DE 55

Postbank Saarbrücken
(BLZ 590 100 66) Kto.-Nr. 223-43-660
IBAN DE 92 5901 0066 0022 3436 60
SWIF /BIC: PBNKDEFF
Commerzbank Saarbrücken
(BLZ 590 400 00) Kto.-Nr. 5318423
IBAN DE 78 5904 0000 0531 8423 00
SWIFT/BIC: COBA DE FF 590

Kerner Volksbank
(BLZ 602 626 93) Kto.-Nr. 649 670 00
IBAN DE 10 6026 2693 0064 9670 00
SWIFT/BIC: GENO DE SI KRN

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum: 22.08.14
 Sterilisations-Charge: 13874
 Kunde: MT.DERM GmbH
 Ihr Lieferschein/Bestellung: 18.08.2014
 Unser Ausg.-Lieferschein: 30899
 Artikel: 960 PAL MP6
 Anzahl: 1

Hallenstandzeit: mind. 12 h (November bis März)

Vorkonditionierung

Verweilzeit: mind. 12 h
 Konditionen: 35-45 °C 50-80 % rel. Feuchte

Sterilisation

Zyklus: MP06
 Temperatur: 44 °C
 Vorvakuum:: 200 mbar abs
 Feuchte: 63 % rel. Feuchte
 Kontaktzeit: 3 h
 EO-Menge kalkuliert: 600 mg / l
 Anzahl Spülungen: mind. 3

Desorption

Dauer: mind. 3 Tage
 Konditionen: 35-45 °C

Bemerkungen

--

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3 M Attest) entsprach den Spezifikationen

Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung

Freigabe

Unterschrift QAM:  Datum: 26.8.14

Unterschrift QC:  Datum: 26.8.14

Behlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum: 22.08.14
Sterilisations-Charge: 13874
Kunde: MT.DERM GmbH
Ihr Lieferschein/Bestellung: 19.08.2014
Unser Ausg.-Lieferschein: 30899
Artikel: 960 PAL MP6
Anzahl: 1

Hallenstandzeit: mind. 12 h (November bis März)

Vorkonditionierung

Verweilzeit: mind. 12 h
Konditionen: 35-45 °C 50-80 % rel. Feuchte

Sterilisation

Zyklus: MP06
Temperatur: 44 °C
Vorvakuum:: 200 mbar abs
Feuchte: 63 % rel. Feuchte
Kontaktzeit: 3 h
EO-Menge kalkuliert: 600 mg / l
Anzahl Spülungen: mind. 3

Desorption

Dauer: mind. 3 Tage
Konditionen: 35-45 °C

Bemerkungen

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3 M Attest) entsprach den Spezifikationen

Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung

Freigabe

Unterschrift QAM:  Datum: 26.8.14

Unterschrift QC:  Datum: 26.8.14

Modullieferung - Übersicht

KANBAN-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück	Chargennummer
7223	Dermastamp	E-MD1001-MP	675	07683-34/2014
6637	Dermastamp	E-MD1001-MP	675	07689-34/2014
6577	13 magnum se	E-MC13-R35L	3.750	06203-18/2014
7395	5 liner	E-MC05-L30L	3.750	07350-31/2014
7396	3 slope TPB	E-MT0503S	450	07748-35/2014
6760	OND P 0,5 C VYTAL	E-MM0002	480	07749-35/2014
7262	9 magnum	E-MC09-M35L	3.750	07516-32/2014
6638	9 magnum se	E-MC09-R35L	3.750	07411-31/2014
6681	13 shader	E-MC13-S30L	3.750	06960-26/2014
7502	27 magnum se	E-MC27-R30L	3.750	07065-27/2014
7452	OND P 0,5 C VYTAL	E-MM0002	480	07761-35/2014
7424	9 power	E-MC09-L40L	450	07253-30/2014
7450	5 shader TPSC	E-MT0405	450	07760-35/2014
7487	17 magnum se	E-MC17-R35L	3.750	07063-27/2014

Liefertermin:12.08.2014
 Rückliefertermin: 27.08.2014/28.08.2014